

Hospital Care – México


Productos para Cuadro Básico 2009



Bienvenido a B. Braun de México

Un grupo internacional con más de 165 años de historia sirviendo a la medicina y la salud de las personas. Investigando y desarrollando nuevos productos que incorporan las últimas tecnologías médicas en todos los ámbitos de la salud.

B. Braun, compañía familiar de origen alemán, está especializada desde hace casi 170 años en el desarrollo, producción, comercialización y distribución de material médico-quirúrgico y productos farmacéuticos. Con 38,000 empleados, B. Braun está presente en más de 50 países ofreciendo productos y servicios para pacientes, profesionales de la salud y sistemas de salud de todo el mundo.



En 2008, B. Braun alcanzó un volumen de negocio de 3,786 millones de euros, suministrando a múltiples áreas de la medicina.

Hoy, B. Braun es uno de los proveedores mundiales más reconocidos por los profesionales de la salud, con una amplia gama de suministros para hospitales: productos farmacéuticos, aparatos quirúrgicos, equipamiento médico y servicios diversos, tanto para la salud humana como para la salud animal.

Máxima protección con productos B. Braun

Uno de los principales motores de la actividad investigadora y productora de B. Braun es el desarrollo de productos médicos cada vez más seguros, tanto para el profesional de la salud que los utiliza como para el propio paciente:

- Catéteres IV periféricos de seguridad
- Válvulas de acceso para uso sin aguja
- Filtros para reconstitución
- Equipos de infusión
- Llaves de tres vías



Nuestro Compromiso



B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Sharing Expertise: compartir conocimiento

Sharing Expertise es nuestra forma de entender al sector salud. Significa compartir conocimiento y experiencia. Sharing Expertise describe lo que ofrecemos a nuestros clientes y lo que hemos practicado con éxito durante más de 165 años: transmitir conocimiento a todos los ámbitos del sector salud a través de nuestros productos y tratamientos; y de la innovación en procedimientos y procesos sanitarios:

- Desarrollando productos y servicios de valor añadido para la *optimización de los sistemas de salud*.
- Siendo un *socio de confianza de los profesionales de la salud*, ayudándoles a progresar en su labor e innovando para aumentar su seguridad en el trabajo.
- Investigando en tratamientos y soluciones que ayuden a mejorar la calidad de vida de los pacientes.
- Siendo *referencia para otras industrias del sector* en calidad de desarrollo y mejora continua.

Con los clientes >> Día a día, convertimos nuestro conocimiento y experiencia en productos y servicios que plasman los tres valores fundamentales de nuestra cultura corporativa:

Innovación, eficiencia y sustentabilidad

Si B. Braun ha llegado a ser líder en la industria sanitaria es porque nunca hemos dejado de trabajar para aportar las mejores soluciones a la medicina y la salud de las personas. Y para conseguir ese objetivo, es imprescindible que todas las empresas del grupo alrededor del mundo compartan los mismos valores:

- Orientación hacia la transmisión de los conocimientos
- Orientación hacia la innovación
- Orientación hacia la eficiencia
- Orientación hacia el desarrollo sustentable

Índice

	Páginas
Administración de Fluidos.	5 – 6
Extracción e inyección	
- Chemo Mini-Spike Plus®	
- Chemo Mini Spike V	
Sistemas de Infusión.	7 – 11
Accesorios IV	
- IN-Stopper	
- Discofix® C	
- Intrapur® / Sterifix®	
- Jeringa original para Perfusor®	
- Extensiones Infusomat®	
Acceso IV.	12 – 15
Venopunción periférica	
- Introcan® Safety	
- Introcan®	
- Venofix®	
Control del Dolor.	16 – 18
Anestesia regional (Espinal/ Epidural)	
- Perican® (Componente Perifix®)	
- Spinocan®, Perican®	
Anestesia Regional de plexos	
- Stimuplex® Dig RC	
Desinfección & Higiene.	19 – 23
Lavado y desinfección de manos	
- Lifo-Scrub®	
- Softalind® Visco Rub	
Desinfección de la piel	
- Braunol®	
Desinfección de instrumentos	
- Helizyme®	
- Stabimed®	
- Heliplus® H plus N	

Administración de fluidos



			Página
Dispositivos de seguridad para preparaciones intravenosas			
	Chemo Mini-Spike Plus®	Filtro de ventilación	6
	Mini-Spike V Chemo	Filtro para la preparación de mezclas en quimioterapia	6

Chemo Mini-Spike Plus® / Mini-Spike V Chemo



Extracción e Inyección

Chemo Mini-Spike Plus® / Chemo Mini-Spike V – Filtros para extracción e inyección en viales



- Para todo tipo de contenedores multidosis de 3 a 1000 ml
- Tapa protectora y sello en la válvula, para una máxima prevención contra contaminaciones
- Manejo fácil y una técnica aséptica para varias extracciones de viales multidosis
- Micro punta: Reduce el volumen residual. Especialmente adecuado para medicaciones costosas y de pequeño volumen

Artículo	Descripción	Código B.Braun	Clave de Cuadro Básico	Descripción del Cuadro Básico	Registro
<i>Filtro de ventilación para la preparación de mezclas en quimioterapia de 0.2 µm y filtro de líquido de 5 µm, caja con 100 piezas</i>					
Chemo Mini-Spike Plus®	Punta estándar	4550340	060.422.0657	Dispositivo de plástico, grado médico, para reconstituir medicamentos. Con dos filtros, el primero de 0.2 micras y el segundo de 5.0 micras. Con adaptador luer lock y protector. Estéril y desechable.	0202C2004SSA
Mini-Spike V Chemo	Punta estándar con válvula antigoteo	4550587	060.422.0657	CHEMO MINI SPIKE V Filtro para la preparación de mezclas en quimioterapia, con fitro de 5 y 0.2 micras (multidosi)	0202C2004SSA

Sistemas de Infusión



			Página
Accesorios IV			
	IN-stopper	Tapón para inyección y extracción	8
	Discofix® C	Llave de varios pasos	8
	Intrapur®	Filtros de infusión	9
	Sterifix®	Filtros de inyección	9
	Jeringa Original Perfusor	Para uso con Bombas de Jeringa Perfusor®	10
	Tubo de extensión Infusomat	Para uso en el infusor Infusomat® Space y fmS	11

IN-Stopper/ Discofix® C



Accesorios IV

IN-Stopper



- Tapón para inyección y extracción a través de una membrana libre de latex
- Con superficie exterior higiénica, volumen de purga 0.16ml

Artículo	Descripción	Código B.Braun	Clave de Cuadro Básico	Descripción del Cuadro Básico	Registro
<i>Tapón IN-Stopper, caja con 1000 piezas</i>					
IN-Stopper	Tapón	4238010	060.859.0519	Tapones luer lock para catéter Hickman para heparinización. Estéril y desechable.	No requiere

Discofix® C - La llave de varios pasos



- Esta nueva generación de llave cumple con los retos del progreso médico
- Resiste los efectos agresivos de fármacos
- Mantiene una conexión sin fugas aun durante un periodo largo de aplicación
- Previene fugas, contaminación y embolismo por aire
- Permite la inyección y aspiración
- Sensibilidad al tacto de la posición correcta de la llave
- Conexión luer lock
- Minimiza el riesgo de flebitis por la manipulación de la llave gracias a que gira sobre su propio eje

Artículo	Descripción	Código B.Braun	Clave de Cuadro Básico	Descripción del Cuadro Básico	Registro
<i>Llave de 3 vías, empaque individual estéril, caja con 100 piezas</i>					
Discofix® C	Llave de varios pasos	16494C	060.598.0226	Llave de cuatro vías sin extensión, de plástico. Estéril y desechable.	1284C2005SSA

COMENTARIO:

Otras posibles descripciones: Llave de tres pasos, llave de varios pasos, llave de 4 vías



Intrapur® / Sterifix® – Filtros para infusión

Intrapur® lipid

Intrapur® lipid paed

Intrapur® lipid neonat



- Filtro de 1.2 µm para emulsiones lipídicas
- Retención de partículas, microorganismos, particularmente hongos y esporas
- Sin importar la posición el venteo es automático y confiable
- Venteo automático que facilita la purga
- Conexión luer lock
- Caja de 50 piezas

Sterifix® paed



- Filtro de 0.2 µm para infusión de soluciones
- Retención de bacterias y partículas
- Sin importar la posición el venteo es automático y confiable
- Conexión luer lock
- Caja de 50 piezas

Artículo	Descripción	Área de filtración cm²	Vol. de purgado ml	Código B.Braun	Clave de Cuadro Básico	Descripción del Cuadro Básico	Registro
Intrapur® Lipid, Intrapur® Paed Lipid, Intrapur® Neonat Lipid (1.2 µm filtro), caja con 50 piezas							
Intrapur® lipid	Filtro para nutrición parenteral (adulto)	10.0	2.4	473994	060.422.0202	Para alimentación parenteral, con membrana de filtración de 1.2 micras y extensión ensamblada con válvula para evitar el reflujo. Estéril y desechable	1368C200 3SSA
Intrapur® lipid paed	Filtro para nutrición parenteral pediátrico	4.3	1.0	4099850			registro en proceso*
Intrapur® lipid neonat	Filtro para nutrición parenteral (neonatal). Libre de PVC	1.65	0.55	4099460			registro en proceso*
Sterifix®, Sterifix® Paed, Sterifix® Neonat (0.2 µm filtro), caja con 50 piezas							
Sterifix®	Filtro para soluciones	10.0	2.4	473989	060.422.0061	Para el suministro de soluciones intravenosas no hemáticas con diámetro de poro de 0.2 a 0.22 micras, con extensión ensamblada que incluye; válvula para evitar reflujo y conectores luer lock con tapón. Estéril y desechable	registro en proceso*
Sterifix®	Filtro para soluciones Libre de PVC	10.0	2.4	4184637			
Sterifix® paed	Filtro para soluciones (pediátrico)	4.3	0.7	4099354			
Sterifix® neonat	Filtro para soluciones (neonatal) Libre de PVC	1.65	0.55	4099257			

* En últimas licitaciones se presenta carta argumentando que no requiere registro.

Jeringas Originales para Perfusor®



Sistemas de Infusión

Jeringas Originales para Perfusor® OPS – Para uso con Bombas de Jeringa Perfusor®



- Características excepcionales de deslizamiento del émbolo de la jeringa. Las Jeringas originales para Perfusor® complementan la excelente precisión de infusión del Perfusor®. El arranque preciso y consistencia de la infusión, están asegurados
- El pivote y el émbolo están hechos de polipropileno
- Deslizamiento suave del émbolo con doble sellado, libre de latex, hecho de material sintético, de acuerdo a ISO 10 993
- Volumen residual mínimo
- Excelente legibilidad
- Graduación permanente
- Conexión luer lock
- Caja con 100 piezas

Artículo	Tamaño	Código	Clave de Cuadro Básico	Descripción del Cuadro Básico	Registro
Jeringa Perfusor® original – Sin aguja de aspiración	50 ml	8728844F	060.550.0453	Jeringas de plástico, sin aguja, con pivote tipo luer-lock, esteriles y desechables. Capacidad. 20 ml escala graduada en ml. Divisiones de 5.0 y subdivisiones de 1.0.	8728844F

Extensiones Infusomat®



Sistemas de Infusión

Lineas Infusomat® Space – Para uso en el infusor Infusomat® Space y fmS



- Bayoneta totalmente transparente
- Filtro antibacterial con tapón de protección
- Cámara de goteo con adaptador para el sensor opcional de goteo
- Filtro de fluido de 15um
- Rodillo fácil de manejar con sitio para colocar la bayoneta antes de desechar el set
- Línea original para infusor B.Braun Infusomat® fmS

Artículo	Longitud (cm)	Código	Clave de Cuadro Básico	Descripción del Cuadro Básico	Registro
Línea Infusomat® Space, Empaque individual, Standard para bomba Infusomat, Caja de 100 piezas	250	8700036SP	060.345.2186	Equipo de venoclisis para u-sarse en bomba de infusione de plastico grado medico, esteril, desechable, constade: bayoneta, filtro de -aire, camara de goteo flexi-ble con macrogotero, tubotransportador, mecanismo regulador de flujo, con dos o más dispositivos en "y" para inyección, obturador de tubo transportador, adaptador de agua, proyectores de bayoneta y adaptador	-
Línea Infusomat® Space, Opaco, línea negra, con protección contra la luz, para bomba Infusomat; Caja de 100 piezas	250	8700125SP	060.345.3085	Equipo de venoclisis para usarse en bomba de infusion durante la cirugía, de plastico grado medico, esteril, desechable, consta de bayoneta, cartucho de infusion, tubo transportador antiactínico de baja absorcion para medicamentos	-
Línea Infusomat® Space, Tipo "Dosifix", con bureta de 150ml; Caja de 100 piezas	270	8250294SP	060.345.2202*	Equipo para aplicación de soluciones de volúmenes medidos con buretra para usarse en bomba de infusión de plástico, grado medico, estéril desechable que consta: bayoneta, filtro de aire, buretra con camara graduada, tubo transportador, mecanismo regulador de flijo, con dos o mas dispositivos en "y" para inyección, obturador de tubo transportador, adaptador de agua, proyectores de bayoneta y adaptador	-
Línea Infusomat® Space , Tipo Transfusión, con filtro de 200um para sangre; caja de 25 piezas	250	8270066SP	060.345.2228	Equipo para aplicacion de soluciones, sangre y derivados, para usarse con bom ba -de infusion, de plastico grado medico, esteril, desecha-ble, consta de: bayo neta, camara de goteo flexible, fil-tro antihemolitico, tubo -transportador	-
Intrafix® Primeline Classic Basic, Estándar; Equipo para la infusión de soluciones por gravedad o presión. Con toma de aire con filtro antibacteriano. Caja de 100 piezas	150	4062957	060.532.0167	Para venoclisis, sin aguja, estéril, desechable. Normogotero	En proceso

*no cumple completamente ya que sólo cuenta con 1 sitio de inyección en Y

Acceso IV




			Página
Venopunción Periférica			
	Introcan Safety®	Catéter IV de seguridad, sin puerto de inyección	13
	Introcan®	Catéter IV sin puerto de inyección	14
	Venofix®	Equipo para venoclisis pediátrico, en forma de mariposa	15



"No queremos que te pinches nunca más"

Catéter periférico con clip de seguridad



- Activación automática que "no se olvida"
- Pestaña de inserción que indica la dirección del bisel
- Conexión para toma de muestras sanguíneas
- Clip de seguridad que encapsula la punta de la aguja
- Fabricado en PUR o FEP
- Sin cambio de técnica de venopunción
- Sin alas
- Caja con 50 piezas



Color	Tamaño		Código	Clave de Cuadro Básico	Descripción del Cuadro Básico	Registro
	G/ Pulgadas	mm				
Amarillo		24 x 3/4"	0.7 x 19	4251601-04	060.166.4287	0266C2004SSA
Azul		22 x 1"	0.9 x 25	4251628-04	060.166.4279	
Rosa		20 x 1 1/4"	1.1 x 32	4251644-04	060.166.4253	
Verde/blanco		18 x 1 1/4"	1.3 x 32	4251687-04	060.166.4238	
Gris		16 x 1 1/4"	1.7 x 32	4251709-04	060.166.4220	
Naranja		14 x 2"	2.2 x 50	4251717-04	060.166.5204	



Catéter periférico de Teflón (FEP) o Poliuretano (PUR)

Catéter IV para venoclisis de politetrafluoretileno o poliuretano radiopaco con aguja



- Catéter periférico sin el ala con tiras radio opacas para localización en rayos X
- Pared delgada para un flujo mayor
- Pestaña indicadora del bisel
- Cámara transparente para una mejor visualización del retorno sanguíneo
- Tapón hidrofóbico
- Tapón que se retira para toma de muestras

Color 	Tamaño		Código	Clave de Cuadro Básico	Descripción del Cuadro Básico	Registro
	G/ Pulgadas	mm				
Amarillo 	24 x 3/4"	0.7 x 19	4251300	060.166.0103	Catéter para venoclisis de politetrafluoretileno o poliuretano radiopaco con aguja	722C92SSA
Azul 	22 x 1"	0.9 x 25	4251318	060.168.6686		722C92SSA
Rosa 	20 x 1 1/4"	1.1 x 32	4251326	060.168.6660		722C92SSA
Verde/blanco 	18 x 1 1/4"	1.3 x 32	4251342	060.168.6645		722C92SSA
Gris 	16 x 1 1/4"	1.7 x 32	4251350	060.168.6629		722C92SSA
Naranja 	14 x 2"	2.2 x 50	4251369	060.168.6603		722C92SSA

COMENTARIO: Está en proceso de modificación de descripción



Venofix® – Set de venopunción



- Set de venopunción para la inyección, infusión y transfusión
- Aguja fabricada de una aleación de níquel con cromo y el bisel esta microsiliconizado
- Alas que cierran herméticamente para una mejor sujeción
- Tubo resistente a torcedura, flexible y transparente, longitud 30 cm

Color	G	mm		Código	Clave de Cuadro Básico	Descripción del Cuadro Básico	Registro
		Diámetro exterior	Longitud				
beige 	19 G	1.1	20	4056310	060.345.1360	Equipos para venoclisis. En forma de mariposa (pediátrico) de plástico. Esteril y desechable. Consta de: tubo, adaptador y mariposa	1581C2006SSA
verde 	21 G	0.8	20	4056337	060.345.1378		
azul 	23 G	0.65	20	4056353	060.345.1386		
naranja 	25 G	0.5	15	4056370	060.345.1394		

Control de Dolor



			Página
Anestesia Regional (Espinal / Epidural)			
	Perican®	Perifix® componente para la anestesia epidural	17
	Spinocan® / Pencan®	Agujas para la anestesia espinal, diagnostico lumbar y biopsia citológica	17
Anestesia Regional de plexos			
	Stimuplex® Dig RC	Estimulador de nervios con control remoto	18

Perican® / Spinocan®, Pencan®



Anestesia Regional

Aguja Perican® – Perifix® componente, aguja para anestesia epidural

	Artículo	Tamaño	Código	Clave de Cuadro Básico	Descripción del Cuadro Básico	Registro
<i>Aguja Perican® y Aguja tipo Tuohy</i>						
	Perican®	G18 x 3 1/4" – 1.3 x 80 mm – rosa	4512383	060.040.2028	Aguja para anestesia epidural. De paredes delgadas. Tipo: Touhy. Longitud. 7.5 a 8.6 cm	1491C88SSA
	Perican®	G16 x 3 1/4" – 1.7 x 80 mm – blanco	4512782	060.040.0287		1491C88SSA


Spinocan®, Pencan® – Aguja para la anestesia espinal, diagnostico lumbar y biopsia citológica

Pencan®

- Punta tipo lápiz con apertura lateral

Spinocan®

- Bisel tipo Quinke



Color	Tamaño			Código Spinocan®	Código Pencan®	Clave de Cuadro Básico	Descripción del Cuadro Básico	Registro
	G	G / pulgadas	mm					
amarillo 	G 20	G20 x 3 1/2"	0.9 x 88	4509900		060.040.0303	Aguja para raquianestesia o punción lumbar. Con mandril. Desechables estériles. Longitud. 7.5a 8.8 cm; Calibre. 20G	1509C88SSA
negro 	G22	G22 x 3 1/2"	0.7 x 88		4502035	060.040.9007	Aguja para raquianestesia o bloqueo subaracnoideo. De acero inoxidable, punta tipo lápiz, conector, roscado luer hembra translúcido y mandril con botón. Estéril y desechable. Tipo: Whitacre Longitud. 8.7 cm a 9.1 cm Calibre. 22 G	0224E97SSA
gris 	G27	G27 x 3/4"	0.42 x 120		4502132	060.040.0543	Aguja para raquianestesia o bloqueo subaracnoideo. De acero inoxidable, mandril con botón indicador de orientación de bisel y conector luer lock hembra translúcido. Estéril y desechable. Tipo: Whitacre. Longitud. 11.6 cm a 11.9 cm Calibre. 25 o 27 G	0224E97SSA

Stimuplex® Dig RC



Anestesia Regional

Stimuplex® Dig RC – Equipo neuroestimulador de nervios periféricos para anestesia regional con control remoto



- Se maneja con sólo una perilla
- Impulsos de 0.1 ms
- Frecuencia de los impulsos
- Cable integrado
- Control Remoto que permite tanto la estimulación como la punción de forma simultánea
 - ☐ no requiere de asistente
 - ☐ más atención al paciente

Artículo	Código	Clave de Cuadro Básico	Descripción del Cuadro Básico	Registro
Stimuplex® Dig RC: Compatible con todas las agujas Stimuplex® D-, Stimuplex® A- y Contiplex® D-, batería de 9 V, carga en 10 kΩ, caja de plástico para el transporte manual	4891996B	531.380.0962	Equipo electro estimulador transcutáneo de función neuromuscular, portátil. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: canales de salida, con frecuencia de pulso e intensidad programable. Que funciona con corriente eléctrica o baterías recargables, corriente de estimulación máxima.	0834E90SSA

Desinfección & Higiene



			Página
Desinfección e Higiene			
	Lavado y desinfección de manos	Lifo-Scrub®, Softalind® Visco Rub	20
	Desinfección de la piel	Braunol®	21
	Limpieza y desinfección de instrumentos	Helizyme®, Stabimed®	22
	Desinfección de instrumentos	Helipur® H plus N	23

Lavado y desinfección de manos



Desinfección Et Higiene

Lifo-Scrub® – Lavado de manos higiénico y quirúrgico



Beneficios

- Amplio espectro de desinfección y actividad de aplicación amplia
- Representa una actividad excelente a corto y largo plazo
- Sustancia de referencia para rubs de mano higiénicos
- Cumple con las normas europeas
- Tiempo de uso para causar efecto: 1 min. para desinfección de mano higiénica, 3 min. para desinfección quirúrgica de manos
- Activo contra bacterias MRSA incl., fungicida, virus (VIH / VHB)

Clave de cuadro básico	Descripción cuadro básico	Código B.Braun	Descripción B.Braun	Presentación B.Braun	Registro
060.066.0062	Jabones para uso pre-quirúrgico. Líquido y neutro (ph 7).	18808, envase de 500 ml 18809, envase de 1000 ml 18273, envase de 5000 ml	Jabón para uso prequirúrgico, líquido y neutro formulado a base de gluconato de Clorhexidina al 4%	Caja con 20 piezas para envases de 500 ml Caja con 10 piezas para envases de 1000 ml"	1395c2006SSA

Softalind® Visco Rub – Desinfectante



Beneficios

- Humectante para las manos (piel suave)
- Reduce el riesgo de alergias
- Libre de perfume

Clave de cuadro básico	Descripción cuadro básico	Código B.Braun	Descripción B.Braun	Presentación B.Braun	Registro
060.066.0906	Líquido desinfectante, para manos y piel que no requiere enjuague, para ser utilizado en áreas blancas y/o aisladas. Formulado a base de alcohol etílico 55- 65% y 3.0% mínimo de glicerina, adicionado con agentes suavizantes y humectantes. Envase plástico con 3.785L mínimo.	18931, envase de 500 ml 1832, envase de 1000 ml 88227, envase de 5000 ml	Líquido desinfectante, para manos y piel que no requiere enjuague, para ser utilizado en áreas blancas y/o aisladas. Formulado a base de alcohol etílico al 73% adicionado con glicerina y bisabolol como dermoprotectores."	Caja con 20 piezas para envases de 500 ml Caja con 10 piezas para envases de 1000 ml	1203C2006SSA

COMENTARIO:

La norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2006 Para la Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Control de enfermedades Nosocomiales indica concentración del 60 al 80% de concentración de etanol

Desinfección de la piel



Desinfección Et Higiene

Braunol® - Desinfectante para manos y piel



Beneficios

- Compatible para utilizarse en la antisepsia de las membranas mucosas
- Para desinfección sin dolor
- Desinfección inmediata
- Braunol® es un excelente aliado para el control de infecciones en el hospital

Clave de cuadro básico	Descripción cuadro básico	Código B.Braun	Descripción B.Braun	Presentación B.Braun	Registro
060.066.0658	Iodopovidona, espuma. Cada 100 ml contienen: Iodopovidona 8 g. Equivalente a 0.8 g de yodo *. Envase con 3.5L	3864235, envase de 500 ml 9322531, envase de 1000 ml 2587483, envase de 5000 ml	Iodopovidona, espuma. Cada 100 ml contienen: Iodopovidona 7.5g. Equivalente a 0.75 g de yodo. Solución de Iodopovidona lista para usarse (acción bactericida)	Caja con 20 piezas para envases de 500 ml	0015C2008SSA
060.066.0898	Líquido desinfectante, para lavado pre y postquirúrgico de manos y piel, formulado a base de yodo polivinil pirrolidona equivalente a 1.0% mínimo de yodo disponible*, 10% mínimo de detergentes no iónicos y estabilizadores. De amplio espectro antimicrobiano. Envase con 4L.	3864235, envase de 500 ml 9322531, envase de 1000 ml 2587483, envase de 5000 ml	Líquido desinfectante, para lavado pre y postquirúrgico de manos y piel, formulado a base de yodo polivinil pirrolidona equivalente a 0.75% mínimo de yodo disponible, 10% mínimo de detergentes no iónicos y estabilizadores. De amplio espectro antimicrobiano.	Caja con 20 piezas para envases de 500 ml Caja con 10 piezas para envases de 1000 ml	0015C2008SSA

*La concentración de Yodo no influye en la actividad microbiológica.

Limpieza y desinfección de instrumentos

Desinfección Et Higiene

Helizyme – Limpieza preliminar



Beneficios

- Para instrumental quirúrgico sensible y para endoscopios rígidos y flexibles
- Adecuado para instrumental quirúrgico termoestable
- Acción rápida
- Excelente poder disolvente contra contaminantes con contenido de proteínas y lípidos
- Extraordinaria eficacia para la limpieza de Biofilmes

Clave de cuadro básico	Descripción cuadro básico	Código B.Braun	Descripción B.Braun	Presentación B.Braun	Registro
060.291.0168	"Para lavadora ultrasónica. Neutro, líquido. Envase con 3.785L."	18557, botella de 1 Litro 18848, canister de 5 Litros	Detergente monoenzimático, de enzima proteasa para el lavado manual o en lavadora ultrasónica de instrumental	Caja con 20 piezas para envases de 500 ml Caja con 10 piezas para envases de 1000 ml	En proceso

Stabimed® – Desinfectante



Beneficios

- Limpieza, desinfección y preparación manual de instrumental quirúrgico, endoscopios rígidos y flexibles y productos termoestables
- Puede emplearse en baños ultrasónicos y posee un excelente poder limpiador, vinculado a su excelente capacidad para disolver sangre y secreciones
- Libre de aldehídos, fenoles, guanidinas, ni compuestos cuaternarios de amonio
- Bajas concentraciones de trabajo: 2% durante 15 minutos, 1% durante 30 minutos, 0.5% durante 1 hora
- Activo contra bacterias, micobacteria (M.terrae), hongos, virus envueltos y no-envueltos (incl. VHB/ VHI/ VHC)

Clave de cuadro básico	Descripción cuadro básico	Código B.Braun	Descripción B.Braun	Presentación B.Braun	Registro
060.066.1003	Solución esterilizante y desinfectante de superoxidación con pH neutro, no corrosiva. Solución al 100%. Envase con 250 ml a 5L.	18849, envase de 1000 ml	Solución esterilizante y desinfectante de superoxidación con pH neutro, no corrosiva. Solución al 100%. Ingrediente activo: 20g coco-propylendiamina por 100g de solución	Caja con 20 piezas para envases de 500 ml Caja con 10 piezas para envases de 1000 ml	0521C2008SSA

Desinfección de instrumentos



Desinfección Et Higiene

Helipur® H plus N – Desinfectante



Beneficios

- Especialmente adecuado para todas las áreas de olores intensos, por ejemplo patología
- Cumple con las normas Europeas
- Gran compatibilidad con materiales
- Efectivo contra contaminaciones por proteínas
- Concentraciones: 3.0% durante 15 minutos, 1.5% durante 1 hora (incl. A.niger)
- Puede utilizarse en contenedores desechables para instrumental fabricados de aluminio anodizado

Clave de cuadro básico	Descripción cuadro básico	Código B.Braun	Descripción B.Braun	Presentación B.Braun	Registro
060.066.0880	Solución concentrada esterilizante en frío para preparar glutaraldehído al 8.5%, $\pm 0.5\%$, tensioactivo no iónico ni catiónico, 2.0% $\pm 0.8\%$ y perfume sin formol. Frasco con un litro y dosificador de 20 ml integrado. Envase con 6 frascos.	3891950, envase de 1000 ml 3892212, envase de 5000 ml	Solución concentrada esterilizante en frío para preparar glutaraldehído al 10%, $\pm 0.5\%$, tensioactivo no iónico ni catiónico, 2.0% $\pm 0.8\%$ y perfume sin formol. Frasco con un litro y dosificador de 20 ml no integrado.	Caja con 20 piezas para envases de 500 ml Caja con 10 piezas para envases de 1000 ml	1311C2007SSA

COMENTARIO:

La concentración de Glutaraldehído al 10% requiere de la utilización de menor cantidad de producto.



B. Braun Aesculap de México S.A. de C.V.

Av. Vasco de Quiroga No. 2121
C.P. 01012 Col. Santa Fe
México, D.F.
Tel +(52) 55 5089 7800
Fax + (52) 55 5089 4975
adm_sicmx@bbraun.com.mx

www.bbraun.com.mx